

Componenti per il
settore medicale

Components for
medical applications



MARGI

MARGI offre una esperienza
specifica nella produzione di
dispositivi destinati al settore dei
presidi medico chirurgici.
È impegnata in attività di ricerca e
sviluppo.

Produce particolari pre-assemblati
che trovano larga applicazione nei
settori:

- **Trasfusionale**
- **Infusionale**
- **Urologico**




MARGI

*Margi offers specific expertise in the
production of components destined
to the surgical medical device sector.
It dedicates its resources and energy
into the research and participates in
the continual development within the
sector. Its pre-assembled articles find
a wide range of applications within
the following fields:*

- *Transfusional*
- *Infusion*
- *Urological*

Componenti per il settore medicale

MARGI



Componenti for medical applications

I punti qualificanti dell'attività della Margi sono:

- Studio approfondito dei problemi e dei componenti tramite una strumentazione appropriata e moderna che favorisce controlli di qualità affidabili e rigorosi.
- Progettazione degli stampi con software potenti ed aggiornati.
- Realizzazione degli stampi con macchine utensili a controllo numerico (CNC) di nuova generazione inserite in un'officina funzionale e moderna.
- Produzione dei componenti tramite pressofusione utilizzando macchine leader nel settore con elevato grado di affidabilità.
- Progettazione e costruzione di macchine automatiche per l'assemblaggio dei dispositivi medici composti dai vari particolari prodotti, mantenendo gli stessi standard qualitativi sopra enunciati.
- Assemblaggio dei particolari in ambienti produttivi costituiti da 6 camere bianche di classe 100.000/M6,5 realizzate secondo

tecniche moderne e controllate da un sistema computerizzato che ne regola lo status ambientale garantendo in modo ottimale il rispetto degli standards dettati dalle norme.

Anche al controllo qualitativo di tutto il lay out produttivo della Margi vengono riservate le attrezzature più sofisticate che il mercato offre, infatti, la garanzia della qualità è affidata in ultima analisi ad un sistema ottico tridimensionale computerizzato.

Gli ampi spazi riservati ai magazzini permettono una gestione decongestionata delle merci e consentono di impostare progetti di sviluppo che prevedono l'utilizzo di nuove aree.

Una struttura apposita denominata **Margi2** garantisce una disponibilità di altri 6000 mq per futuri progetti ed ampliamenti.

Margi follows all the production phases and employs all the technological innovations available on the market with great attention. Our aim is to fulfil customers' requirements and expectations.

Margi's qualifying marks are:

- Analysis of all the problems connected to components with the aid of modern equipment that favours reliable and rigorous quality inspections.
- Mould design using the latest and most up to date software available
- Mould production in the in-house workshop equipped with the most modern tooling with CNC
- The components, designed by our technicians, are press injection moulded in clean-rooms equipped with modern and automatic tooling. The clean room conditions comply with Pharmacopoeias regulations and guarantee a high quality level

• Design and production of automatic assembly machines

• We have six clean rooms class 100.000/M6.5 where the components are assembled. Their environmental conditions are constantly controlled by a computerized system to guarantee compliance to regulations and standards.

Our quality control department is equipped with the most sophisticated equipment available on the market. Quality is assured by a computerized 3d optical system.

Our big warehouses allow the easy handling of goods. A recently acquired area, denominated **Margi2** guarantees the availability of a further 6'000 m², for future projects and developments.

MARGI

MARGI

Margi srl

Via Francia 4
23100 Sondrio

Italy

tel. ++39.0342.515015

fax ++39.0342.214405

www.margi.org

e-mail margi@margi.org





Punti ago
Injection ports



MARGI

Punti ago

Injection ports



09.004.44F

Ø interno del tubo 5.2
I.D. of tubing

Conetto <i>Funnel</i>	PC
Gommino <i>Rubber stopper</i>	Latex free
*Capsula <i>*Cap</i>	PP



09.004.43F

Ø interno del tubo 6.6
I.D. of tubing

Conetto <i>Funnel</i>	PC
Gommino <i>Rubber stopper</i>	Latex free
*Capsula <i>*Cap</i>	PP



09.004.50F

Ø interno del tubo 3.9
I.D. of tubing

Conetto <i>Funnel</i>	PC
Gommino <i>Rubber stopper</i>	Latex free
*Capsula <i>*Cap</i>	PP



09.004.46F

Ø interno del tubo 5.4
I.D. of tubing

Conetto <i>Funnel</i>	PC
Gommino <i>Rubber stopper</i>	Latex free
*Capsula <i>*Cap</i>	PP



09.004.29

Ø interno del tubo 5.2
I.D. of tubing

Conetto <i>Funnel</i>	PC
Gommino <i>Rubber stopper</i>	Latex free
Capsula a frattura <i>Break-tip cap</i>	PP



09.004.30F

Ø interno del tubo 6.6
I.D. of tubing

Conetto <i>Funnel</i>	PC
Gommino <i>Rubber stopper</i>	Latex free
*Capsula <i>*Cap</i>	PP



09.004.58

Ø interno del tubo 6.6
I.D. of tubing

Conetto <i>Funnel</i>	PC
Gommino <i>Rubber stopper</i>	Latex free

Punti ago

Injection ports



09.004.59

Ø interno del tubo 6,8
I.D. of tubing

Conetto Funnel	PC
Gommino Rubber stopper	Latex free



09.004.21F

Ø interno del tubo 6.8
I.D. of tubing

Conetto Funnel	PC
Gommino Rubber stopper	Latex free
*Capsula *Cap	PP



09.004.22F

Ø interno del tubo 6.8
I.D. of tubing

Conetto Funnel	PC
Gommino Rubber stopper	Latex free
Capsula a frattura Break-tip cap	PP



09.004.40

Ø interno del tubo 6.8
I.D. of tubing

Conetto Funnel	PP
Gommino Rubber stopper	Latex free
*Capsula *Cap	PP



09.004.56

Ø interno del tubo 6.8
I.D. of tubing

Conetto Funnel	PC
Gommino Rubber stopper	Latex free
Capsula a frattura Break-tip cap	PP



09.004.61

Ø interno del tubo 6.8
I.D. of tubing

Conetto Funnel	PC
Gommino Rubber stopper	Latex free
*Capsula *Cap	PP



Chiusure
con alluminio
Infusion closures
with aluminium



MARGI

Chiusura infusionale con alluminio per tubo Ø 6.0x8.0

Infusion closures with aluminum for tube Ø 6.0x8.0



09.001.35
 Cono 6.0x8.0
Cone 6.0x8.0 **PC**
 Gommino grigio
Grey rubber **Butyl**
 *Capsula
 *Cap **ALL**



09.001.59N
 Cono 6.0x8.0
Cone 6.0x8.0 **PC**
 Gommino grigio
Grey rubber **Butyl**
 *Capsula trasparente flip cap
 *Transparent flip cap **PP+ALL**



09.001.31N
 Cono 6.0x8.0
Cone 6.0x8.0 **PC**
 Gommino grigio
Grey rubber **Butyl**
 *Capsula
 *Cap **ALL**



09.001.73
 Cono 6.0x8.0
Cone 6.0x8.0 **PC**
 Gommino grigio
Grey rubber **Butyl**
 Flip cap oro
Gold flip cap **PP+ALL**



09.001.75
 Cono 6.0x8.0
Cone 6.0x8.0 **PC**
 Gommino grigio
Grey rubber **Butyl**
 Capsula trasparente flip-off
Transparent flip-off **PP+ALL**



09.001.92
 Cono 6.0x8.0
Cone 6.0x8.0 **PC**
 Gommino grigio
Grey rubber **Butyl**
 *Capsula Ann-twist
 *Ann-twist cap **PP+ALL**



09.004.114
 Cono 6.0x8.0
Cone 6.0x8.0 **PC**
 Gommino grigio
Grey rubber **Butyl**
 *Capsula trasparente flip cap
 *Transparent flip cap **PP+ALL**

Chiusura infusione con alluminio per tubo Ø 6.6x8.6

Infusion closures with aluminum for tube Ø 6.6x8.6



09.001.22

Cono 6.6x8.6 Cone 6.6x8.6	PC
Gommino grigio Grey rubber	Butyl
Capsula Cap	ALL



09.001.55

Cono 6.6x8.6 Cone 6.6x8.6	PC
Gommino grigio Grey rubber	Butyl

*Capsula trasparente flip cap
*Transparent flip cap



09.001.62

Cono 6.6x8.6 Cone 6.6x8.6	PC
Gommino grigio Grey rubber	Butyl

Capsula trasparente flip-off
Flip-off transparent cap



09.001.102

Cono 6.6x8.6 Cone 6.6x8.6	PC
Gommino grigio Grey rubber	Butyl

*Capsula Ann-Twist
*Ann-twist cap

Chiusura infusione con alluminio per tubo Ø 5.0x6.7

Infusion closures with aluminum for tube Ø 5.0x6.7



09.001.44

Cono 5.0x6.7 Cone 5.0x6.7	PC
Gommino grigio Grey rubber	Butyl
Capsula Cap	ALL



09.001.70

Cono 5.0x6.7 Cone 5.0x6.7	PC
Gommino grigio Grey rubber	Butyl

*Capsula trasparente flip cap
*Transparent flip cap



09.001.65

Cono 5.0x6.7 Cone 5.0x6.7	PC
Gommino grigio Grey rubber	Butyl

Capsula trasparente flip-off
Flip-off transparent cap



09.001.94

Cono 5.0x6.7 Cone 5.0x6.7	PC
Gommino grigio Grey rubber	Butyl


*Capsula Ann-Twist
*Ann-twist cap



09.007.60

Cono 5.0x6.7 Cone 5.0x6.7	PC
Gommino grigio Grey rubber	Butyl

Capsula flip-off
Flip-off cap



Chiusure
senza alluminio
Aluminium free
infusion closures



MARGI

Chiusure infusionali senza alluminio

Infusion closures without aluminum



09.006.10	
Cono 6.6x8.6 <i>Cone 6.6x8.6</i>	PC
Gommino grigio <i>Grey rubber</i>	Butyl
Capsula <i>Cap</i>	PC



09.001.112	
Cono 6x8 <i>Cone 6x8</i>	PC
Gommino grigio <i>Grey rubber</i>	Butyl
*Capsula <i>*Cap</i>	PP



09.006.20	
Cono 6.6x8.6 <i>Cone 6.6x8.6</i>	PC
Gommino grigio <i>Grey rubber</i>	Butyl
Capsula <i>Cap</i>	PC

Porte e
raccordi speciali
Special ports
and connectors



MARGI

Porte e raccordi speciali

Special ports and connectors



09.009.09

Doppia porta + Capsula break open
Double port with PC cap **PC-PP**



09.009.13

Frattura + filetto luer con capsula
Luer Lock Connector **PC-PP**



09.009.08

Doppia porta + flip cap
Double port + flip cap **PC-PP**



09.009.20

Frattura + filetto luer con punto iniezione
Luer Lock Connector with injection port **PC**



01.004.18

Punto otturatore 2001
Stopper port 2001 **PC**



01.006.36

Click tip
Click tip **PP**



01.006.40

Raccordo curva
Elbow connection **PC**



09.009.19

New port + capsula break open
New port + break open cap **PP+PC**

Set infusionali
Infusion sets



MARGI

Componenti per set infusione

Component parts for I.V. sets



01.006.05
Guida roller
Roller housing | PE HD
ABS



01.006.06
Rotella roller
Roller wheel | PE



01.012.01
Doppio luer
Double luer | PS



01.012.03
Cappuccio per luer
Luer cap | PP



01.012.07
Doppio luer
Double luer | PC

Gocciolatoi assemblati

Assembled drip chambers

01.011.25
Spike a una via
One way spike | ABS
Gocciolatoio
Drip chamber | PP
Cappuccio spike
Protection cap for spike | PP



01.011.26
Spike a due vie
Two way spike | ABS
Gocciolatoio
Drip chamber | PP
Cappuccio spike
Protection cap for spike | PP



Componenti per
sette trasfusionale
Blood transfusion
components



MARGI

Componenti per set sangue

Blood bag components



01.018.09

Protettore ago
Needle protector

PP



09.009.02

Ago raccolta sangue
Needle

Impugnatura ago
Needle holder

PP

Cannula
Cannula

INOX

09.009.11

Ago raccolta sangue
Needle

Impugnatura ago
Needle holder

PVC

Cannula
Cannula

INOX



09.009.07

Vacu-adaptor in bulk
Vacum-adaptor in bulk

PP



09.009.21

Blood sampling system

PP
inox
san



09.009.06

Vacu-adaptor in blister
Vacum-adaptor in blister

PP



09.009.18

Sample port

PC



01.018.11

Valvola a membrana lunga
Long membrane port

PVC

Componenti per set sangue

Blood bag components



01.018.04
Connettore Y
Y connector | PVC



01.018.03
Valvola a membrana
Membrane port | PVC




01.018.02
Congiunzione
Connector | PVC



01.006.33
Clamp a piastrina Ø4.1
Slide clamp Ø4.1 | PP



01.018.19
Twist-off azzurrata aperta
Open-head light blue twist-off | PVC



01.018.20
Twist-off aperta
Open-head twist-off | PVC



01.018.24
Twist-off azzurrata lunga
Light blue twist-off for automatic assembly | PVC



01.018.29
Twist-off lunga
Twist-off for automatic assembly | PVC



01.018.21
Twist-off saldata
Sealed-head twist-off | PVC



01.018.22
Twist-off azzurrata saldata
Sealed-head light blue twist-off | PVC

Componenti per set sangue

Blood bag components



01.018.01

Valvola a frattura Ø4
Break valve Ø4

PC



01.018.27

Valvola a frattura Ø6+3
Break valve Ø6+3

PC



01.018.12

Protettore valvola a frattura + 3
Break valve + 3 housing

PVC



09.009.10

Valvola a frattura assemblata
Assembled break valve

PC

Protettore
Protector

PVC



01.018.35

Protettore per valvola a frattura V7 versione per sacca
Break valve for bags housing V7

PVC



01.018.37

Valvola a frattura V7
Break valve V7

PC



01.018.36

Protettore per valvola a frattura V7 versione per tubo
Break valve for tubing housing V7

PVC



09.009.24

Valvola a frattura V7 assemblata versione per sacca
Assembled break valve for bags V7

PC-PVC



09.009.25

Valvola a frattura V7 assemblata versione per tubo
Assembled break valve for tubing V7

PC-PVC

Settore urologico
Urological sector



MARGI

Componenti urologici

Urological components



09.009.15
Perforatore sospeso
Spike PC



09.009.17
Perforatore sospeso
Spike ABS



09.005.03
Connettore urologico per tubo 5.0x6.6
Urological connector suitable for tube 5.0x6.6 PC
Cappuccio blu
Blue cap PP



09.008.01
Siringa da 100ml in bulk
100ml syringe in bulk PP



09.008.02
Siringa da 100ml in blister
100ml syringe in blister PP



01.006.02
Per tubo 5.0x6.7
Suitable for tube 5.0x6.7
Per connettore urologico
Suitable for the use with connector lock
Clamp a piastrina
Slide clamp PP



01.006.08
Clamp inviolabile trasparente
Transparent non-reopening clamp PP



Margi srl
Via Francia 4
23100 Sondrio
Italy
tel. ++39.0342.515015
fax ++39.0342.214405
www.margi.org
e-mail margi@margi.org